

БРОНЯ МАРК III

ЛЕВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (3)

В данной статье мы продолжим сборку левого коленного сустава, а в следующем выпуске уже полностью ее завершим.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

Э1А Внутренняя часть корпуса
левого коленного сустава




Э1В Колпачок



Э1С Шайба




Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.




Внимание коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

ЭТАП 1 УСТАНОВКА ШАЙБ




1 - Чтобы подготовить внутреннюю часть корпуса левого коленного сустава (31А) к сборке, в нее необходимо установить две шайбы (31С) — каждую на предназначенное для нее место.



2 - Установите шайбы (31С). Отверстия в каждой шайбе совпадают с направляющими, поэтому они будут зафиксированы.

Деталь готова. Она будет закрывать весь сустав, когда тот будет собран.



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ



ЛЕВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (3)


РАЗОБРАННЫЙ ЛЕВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (3)



СОБРАННЫЙ ЛЕВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (3)



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛЕВОГО КОЛЕННОГО СУСТАВА (3)



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛЕВОГО КОЛЕННОГО СУСТАВА (3)

