


# БРОНЯ МАРК III

## ЛЕВЫЙ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

В этом выпуске мы займемся голеностопным суставом, поэтому вам потребуется ботинок, собранный вами по инструкциям выпуска 2.

### ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА




Вниманию коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.


## ЭТАП 1 СБОРКА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА



1 - Деталь (35A) выполняет функции голени. Прежде чем соединять ее с ботинком, вам потребуется установить с обеих сторон ее нижнего отверстия шайбы (35B).



2 - Удерживайте детали (35B) с обеих сторон детали (35A). Будьте внимательны, чтобы расположить их правильно.



3 - Возьмите левый ботинок (выпуск 2) и снимите с него деталь 21.

4 - Удерживая шайбы (35B) на детали (35A), аккуратно вставьте ее в предназначенный для нее паз ботинка.


5 - Вставьте ось голени (35C) в отверстие таким образом, чтобы она прошла насквозь. Если ось входит слишком туго, ее можно подточить надфилем.

# ЛЕВЫЙ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

## ЭТАП 2 ФИКСАЦИЯ ОСИ



1 - Теперь зафиксируем собранную конструкцию. Установите крышку (35D) на свое место так, как показано на фотографии.



2 - Удерживая крышку (35D) пальцами, вставьте винт МР с другой стороны ботинка, в отверстие оси (35С), и закрутите его, пока он не войдет в отверстие крышки (35D). Плотно затяните этот винт.





3 - Убедитесь, что голеностопный сустав подвижен.



Сборка важной части ноги завершена. Установите деталь (21) обратно на ботинок.



## РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЛЕВОГО ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА



## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ЛЕВОГО ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

