

БРОНЯ МАРК III

ПРАВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (3)

Сегодня мы будем работать над второй половиной корпуса коленного сустава, установка которой в дальнейшем завершит сборку этого узла.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

50A Внутренняя часть корпуса
правого коленного сустава




50B Колпачок



50C Шайба



Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.




Внимание коллекционеров! Данная фигура Железного Человека не является игрушкой. Это коллекционный экземпляр, предназначенный для экспозиции.

ЭТАП 1 УСТАНОВКА ШАЙБ



1 - Чтобы подготовить внутреннюю часть корпуса правого коленного сустава (50А) к сборке, в нее необходимо установить две шайбы (50С) – каждую на предназначенное для нее место.



2 - Установите шайбы (50С). Отверстия в каждой шайбе совпадают с направляющими, поэтому они будут зафиксированы.

Деталь готова. Она закрывает весь сустав, когда тот будет собран.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ




ПРАВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (3)

РАЗОБРАННЫЙ ПРАВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (3)



СОБРАННЫЙ ПРАВЫЙ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (3)



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ ПРАВОГО КОЛЕННОГО СУСТАВА (3)

